

Informatie en gebruikers-instructie voor de LOHAS twin Back dynamische rugleuning

Gefeliciteerd met uw aankoop! De Lohas twin Back zal uw rugklachten bij langdurig zitten zeker helpen te verminderen. Veel mensen zitten (soms gedwongen door een handicap) vele uren per dag in een stoel. In veel gevallen wordt de onderrug daarbij niet op de juiste manier ondersteund.

Het in Taiwan ontwikkelde en reeds in diverse landen gepatenteerde **LOHAS Twin Back dynamisch rugsysteem** geeft op een unieke manier een perfecte dynamische ondersteuning van het gehele lumbale onderrug gebied. De LOHAS Twin Back zal meehelpen om uw **rugklachten in de onderrug** te verminderen, omdat dit rugsysteem u automatisch een correcte houding van uw rug laat aannemen.

Het innovatieve dynamisch bewegende rugsysteem volgt uw rug met iedere beweging zonder het contact met de onderrug te verliezen. Er is constant sprake van een goede ondersteuning en **lichte correctie** van uw zithouding. Vooral bij een **aktieve** zithouding zal dit effect het best merkbaar zijn.

De in spiraalveren opgehangen, **ventilerende** rugschalen laten de wervelkolom volledig vrij. Hierdoor wordt de **druk op de tussenwervelschijven** aanzienlijk verminderd. Tevens verbetert het rugsysteem de natuurlijke houding van de wervelkolom.

Door de dynamische beweging wordt tevens de **lokale bloedsomloop, het spierstelsel en het zenuwstelsel** gestimuleerd waardoor de algehele conditie van de rug verbeterd.

Neem enige tijd om uw rug te laten wennen aan uw nieuwe gecorrigeerde zithouding.

Instelling en montage

De beide rugschalen zijn in hoogte verstelbaar zodat u deze op de juiste hoogte kunt instellen.

1. Draai met een platte schroevendraaier of muntje de 2 schroeven achterop de Lohas back een beetje los zodat u straks de beide rugschalen op de voor u meest comfortabele hoogte kunt instellen.
2. Plaats de Lohas back in de stoel met de omgebogen rand van de rugschaal zoveel mogelijk tussen de rug en zitting van de stoel.
3. Doe de elastieke band aan de achterzijde van de Lohas back om de rugleuning van uw stoel en trek deze strak.
4. Neem plaats in de stoel en schuif de rugschalen van de Lohas back op de door u gewenste hoogte, waarbij de voorgevormde schaaldelen uw onderrug goed ondersteunen.
5. Haal de Lohas back weer los van de stoel om de beide schroeven goed vast te zetten.
6. Plaats de Lohas back weer terug in de stoel

Het LOHAS Twin Back rugsysteem is getest door gerenommeerde instanties (zoals TuV, SGS en Bifma).

Kijk voor meer informatie op onze website www.revasales.nl